








BONE LEVEL												
CHIRURGIE	NC						RC					
Implant	 Ø 3.3		ROX-CERA  Ø 3.3		 Ø 3.75		 Ø 4.1		ROX-CERA  Ø 4.1		 Ø 4.8	
	22009 L 8.0 22010 L 10.0 22011 L 12.0 22012 L 14.0		22200 L 8.0 22201 L 10.0 22202 L 12.0		22050 L 8.0 22051 L 10.0 22052 L 12.0		22001 L 8.0 22002 L 10.0 22003 L 12.0 22004 L 14.0		22060 L 8.0 22061 L 10.0 22062 L 12.0		22005 L 8.0 22006 L 10.0 22007 L 12.0 22008 L 14.0	
Fraise boule Foret pilote Foret hélicoïdal	 Ø 2.2 31061						 Ø 1.54 11594			 Ø 2.2 38120 (S) 38121 (L)		
Foret hélicoïdal	 Ø 2.8 38149 (S) 38148 (L)		 Ø 3.25 38130 (S) 38131 (L)		 Ø 3.5 38135 (S) 38136 (L)			 Ø 4.2 38151 (S) 38152 (L)				
Guide de parallélisme Jauge de profondeur	 Ø 2.2 64566						 Ø 2.8 64567					
Jauge de profondeur	 Ø 2.8 64567		 Ø 3.25 64568		 Ø 3.5 64569			 Ø 4.2 64570				
Fraise profilée	 Ø 2.8/3.3 22136 (S) 22137 (L)		 Ø 3.25 22139 (S) 22140 (L)		 Ø 4.1 22111 (S) 22113 (L)			 Ø 4.8 22114 (S) 22112 (L)				
Taraud	 Ø 3.3 22138		 Ø 3.75 95263		 Ø 4.1 95264			 Ø 4.8 95269				
Vis de fermeture	 GH 0.0 22013	 GH 0.0 22014R*	 GH 0.5 22014	 GH 0.5 22099	 GH 0.5 22099R*	 GH 0.0 22098						
Coiffe de cicatrisation	 Ø 3.6 GH 2.0 22017 GH 3.5 22018* GH 5.0 22019		 Ø 4.8 22020 22021* 22022		 Ø 5.5 22070 22071 22072			 Ø 5.0 22090 22091* 22092			 Ø 6.5 22093 22094* 22095	

BONE LEVEL TAPERED						
CHIRURGIE	NC			RC		
Implant	 Ø 3.3 23001 L 8.0 23002 L 10.0 23003 L 12.0 23004 L 14.0	 Ø 3.75 23005 L 8.0 23006 L 10.0 23007 L 12.0	 Ø 4.1 24001 L 8.0 24002 L 10.0 24003 L 12.0 24004 L 14.0	 Ø 4.8 24005 L 8.0 24006 L 10.0 24007 L 12.0		
Fraise boule Foret pilote Foret hélicoïdal	 Ø 2.2 31061			 Ø 1.54 11594		
Foret hélicoïdal	 Ø 2.8 24012 (S) 24013 (L)	 Ø 3.25 24014 (S) 24015 (L)	 Ø 3.5 24016 (S) 24017 (L)	 Ø 4.2 24021 (S) 24022 (L)		
Guide de parallélisme Jauge de profondeur	 Ø 2.2 64566			 Ø 2.8 64567		
Jauge de profondeur	 Ø 2.8 64567	 Ø 3.25 64568	 Ø 3.5 64569	 Ø 4.2 64570		
Fraise profilée	 Ø 2.8 23016 (S) 23017 (L)	 Ø 3.25 23018 (S) 23019 (L)	 Ø 3.5 24019 (S) 24018 (L)	 Ø 4.2 24023 (S) 24024 (L)		
Taraud	 Ø 3.3 23020	 Ø 3.75 23021	 Ø 4.1 24020	 Ø 4.8 24025		
Vis de fermeture	 GH 0.0 22013	 GH 0.5 22014	 GH 0.5 22099	 GH 0.0 22098		
Coiffe de cicatrisation	 Ø 3.6 Ø 4.8 Ø 5.5 GH 2.0 22017 GH 3.5 22018 GH 5.0 22019			 Ø 5.0 Ø 6.5 Ø 7.0 GH 2.0 22090 GH 4.0 22091 GH 6.0 22092		



Who's
who?

OKTAGON®
BONE LEVEL




BONE LEVEL (BL-BLT)

Pièce de transfert


NARROW CONNECT (NC)

REGULAR CONNECT (RC)

Pilier d'empreinte
Cylindre de
positionnement




Implant analogue



Pilier plein
temporaire



Pilier plein



Coiffe en plastique



CAD/CAM



Matrice



Pièce accessoires
Vis

